

Manometria Anorettale 3D ad Alta Risoluzione



Presso la Sede **CDC-Gruppo Affidea** di **Corso Galileo Ferraris 36** a **Torino** si eroga il servizio di **Manometria Anorettale 3D ad Alta Risoluzione**

La **Manometria Anorettale ad Alta Risoluzione 3D** (che ha recentemente sostituito la Manometria Rettale tradizionale con sistema a perfusione) è un esame funzionale che permette di valutare la pressione degli sfinteri anali, la sensibilità del retto agli stimoli defecatori e la coordinazione dell'attività muscolare rettale ed anale. **La Manometria ad Alta Risoluzione** viene eseguita dopo avere escluso la presenza di patologie organiche con l'esecuzione di indagini endoscopiche o radiologiche.

La **Manometria ad Alta Risoluzione** viene utilizzata nel processo diagnostico delle seguenti condizioni:

- difficoltà evacuatorie
- incontinenza fecale
- dolore anale o alterata sensibilità rettale
- indagini pre e post-operatorie in caso di intervento sull'anoretto (ad esempio intervento per emorroidi, ragadi, fistole, prolasso) o indagini pre-ricanalizzazione del colon dopo resezione colica
- Indagine preliminare e di monitoraggio nel caso in cui sia necessario intraprendere un percorso riabilitativo di rieducazione del pavimento pelvico.

L'esame viene eseguito introducendo nell'ano una sonda lunga circa 10 cm contenente 256 sensori di pressione e corredata di un palloncino che verrà gonfiato con aria all'interno del retto durante l'esame. Tale sonda è connessa ad un computer dedicato su cui è installato un software di analisi dei dati raccolti in scala cromatica in modo bi e tridimensionale durante l'esame.

Non è prevista sedazione perché l'esame è indolore ed è necessariamente richiesta la collaborazione del paziente. L'esame dura in media 10-15 minuti.

Modalità di accesso al servizio

L'accesso al servizio di **Manometria Anorettale 3D ad Alta Risoluzione** può avvenire:

- **In Regime Privato**
- **In Regime Convenzionato con Enti Privati**

PRENOTAZIONE ON-LINE



Sito CDC - Gruppo Affidea

Sul sito www.gruppocdc.it è possibile prenotare in autonomia da telefono, tablet o pc



App CDC - Gruppo Affidea

Disponibile su App Store e Google Play per conoscere i servizi erogati e inserire le richieste di prenotazione



Call Me Back per Prestazioni Private

Sul sito www.gruppocdc.it è possibile inserire il numero di telefono per essere richiamati ed effettuare la prenotazione



Direct Call

Sul sito www.gruppocdc.it è possibile prenotare chiamando un operatore da qualsiasi dispositivo con connessione dati

PRENOTAZIONE TELEFONICA



CUP Privati

da fisso e da cellulare



RITIRO REFERTI



Presso Sede Scelta



Dossier Sanitario
On-Line



Wi-Fi gratuito

Manometria Anorettale 3D ad Alta Risoluzione



Presso la Sede **CDC-Gruppo Affidea** di **Corso Galileo Ferraris 36** a **Torino** si eroga il servizio di **Manometria Anorettale 3D ad Alta Risoluzione**

La **Manometria Anorettale ad Alta Risoluzione 3D** (che ha recentemente sostituito la Manometria Rettale tradizionale con sistema a perfusione) è un esame funzionale che permette di valutare la pressione degli sfinteri anali, la sensibilità del retto agli stimoli defecatori e la coordinazione dell'attività muscolare rettale ed anale. **La Manometria ad Alta Risoluzione** viene eseguita dopo avere escluso la presenza di patologie organiche con l'esecuzione di indagini endoscopiche o radiologiche.

La **Manometria ad Alta Risoluzione** viene utilizzata nel processo diagnostico delle seguenti condizioni:

- difficoltà evacuatorie
- incontinenza fecale
- dolore anale o alterata sensibilità rettale
- indagini pre e post-operatorie in caso di intervento sull'anoretto (ad esempio intervento per emorroidi, ragadi, fistole, prolasso) o indagini pre-ricanalizzazione del colon dopo resezione colica
- Indagine preliminare e di monitoraggio nel caso in cui sia necessario intraprendere un percorso riabilitativo di rieducazione del pavimento pelvico.

L'esame viene eseguito introducendo nell'ano una sonda lunga circa 10 cm contenente 256 sensori di pressione e corredata di un palloncino che verrà gonfiato con aria all'interno del retto durante l'esame. Tale sonda è connessa ad un computer dedicato su cui è installato un software di analisi dei dati raccolti in scala cromatica in modo bi e tridimensionale durante l'esame.

Non è prevista sedazione perché l'esame è indolore ed è necessariamente richiesta la collaborazione del paziente. L'esame dura in media 10-15 minuti.

Modalità di accesso al servizio

L'accesso al servizio di **Manometria Anorettale 3D ad Alta Risoluzione** può avvenire:

- **In Regime Privato**
- **In Regime Convenzionato con Enti Privati**

PRENOTAZIONE ON-LINE



Sito CDC - Gruppo Affidea

Sul sito www.gruppocdc.it è possibile prenotare in autonomia da telefono, tablet o pc



App CDC - Gruppo Affidea

Disponibile su App Store e Google Play per conoscere i servizi erogati e inserire le richieste di prenotazione



Call Me Back per Prestazioni Private

Sul sito www.gruppocdc.it è possibile inserire il numero di telefono per essere richiamati ed effettuare la prenotazione



Direct Call

Sul sito www.gruppocdc.it è possibile prenotare chiamando un operatore da qualsiasi dispositivo con connessione dati

PRENOTAZIONE TELEFONICA



CUP Privati

da fisso e da cellulare



RITIRO REFERTI



Presso Sede Scelta



Dossier Sanitario
On-Line



Wi-Fi gratuito